

myDiabby

HEALTHCARE

Fernüberwachungssoftware für das Diabetesmanagement



Gebrauchsanweisung *Gesundheitsfachkräfte*

Packungsbeilage anwendbar ab Version 2.13.0 des Medizinprodukts

Bitte lesen Sie aufmerksam und vollständig diese Gebrauchsanleitung, bevor Sie myDiabby Healthcare benutzen, denn sie enthält notwendige Informationen für das gute Verständnis und den Gebrauch der Software.

Diese Anleitung ist auch Online verfügbar. Sie können sie herunterladen und auf Ihrem Endgerät speichern (Computer, Smartphone, Tablet).

Bewahren Sie ein Exemplar dieser Anleitung auf, es könnte sein, dass Sie diese später noch brauchen.

Eine technische Unterstützung steht zur Verfügung, um Sie beim Gebrauch von myDiabby Healthcare zu begleiten.

Für alle Fragen zum Gebrauch von myDiabby Healthcare kontaktieren Sie bitte den technischen Hilfsdienst per E-Mail unter support@mydiabby.com oder per Telefon unter +33 1 76 40 01 78 (Frankreich) oder +32 2 320 11 96 (Belgien) (Mon - Fr 09h-17h00, außer an Feiertagen). Ein Online-Hilfsdienst steht ebenfalls zur Verfügung unter <https://help.mydiabby.com>.



MDHC SAS
66 avenue des Champs Elysées
75008 Paris FRANCE



Zusammenfassung der Anleitung

1. Indikationen	3
1.1. Bestimmungsmäßige Verwendung	3
1.2. Indikationen	3
1.3. Kontraindikationen	3
1.4. Nutzergruppen, die zur Verwendung des Produktes bestimmt sind	3
2. Klinischer Nutzen	3
3. Funktionsprinzip	3
3.1. Funktionen	4
3.2. Technische Hilfestellung	7
3.3. Geräte, die man an myDiabby Healthcare anschließen oder von dort herunterladen kann	7
4. Voraussetzungen für die Benutzung und Gebrauchsanleitung	10
4.1. Voraussetzungen	10
4.2. Schritte für die Nutzung des Patientenportal	10
4.3. Datenexport aus einem myDiabby Healthcare-Konto	11
5. Hinweise zur Verwendung für Angehörige von Heilberufen	13
5.1. So öffnen Sie myDiabby Healthcare	13
5.2. Eintragung von Patienten	14
5.3. Armaturenbrett, Benachrichtigungen und Alarmer	15
5.4. Einrichtung des Kontos für Angehörige der Heilberufe	18
5.5. Die Patientenakte	25
5.6. Änderungen der Behandlung bei einem Patienten	30
5.7. Erstellen einer Vorlage für ein Dokument oder ein Rezept	33
5.8. Das Tool für Fernsprechstunden	36
6. Warnung und Vorsichtsmaßnahmen	38
7. Nebenwirkungen	39
8. Entsorgung	40
8.1. Löschung des Benutzerkontos	40
Angehörige der Heilberufe	40
8.2. Was Ihre personenbezogenen Daten betrifft	40

1. Indikationen

1.1. Bestimmungsmäßige Verwendung

myDiabby Healthcare soll den glykämischen Status von Diabetikern aus der Ferne überwachen und ihr medizinisches Team im Falle abnormaler Blutzuckerwerte informieren, um eine schnelle Patientenbehandlung zu ermöglichen.

1.2. Indikationen

myDiabby Healthcare ist für die Fernüberwachung von erwachsenen und pädiatrischen Patienten mit Typ-1- oder Typ-2-Diabetes und Patienten mit Schwangerschaftsdiabetes indiziert.

1.3. Kontraindikationen

Die Verwendung von myDiabby Healthcare ist im folgenden Fall kontraindiziert:
Der Patient oder die Pflegekraft ist physisch oder psychisch nicht in der Lage, myDiabby Healthcare nach Einschätzung des medizinischen Fachpersonals zu verwenden, das den Patienten in ein Fernüberwachungsprojekt einbeziehen möchte.

1.4. Nutzergruppen, die zur Verwendung des Produktes bestimmt sind

Die Software myDiabby Healthcare ist bestimmt zur Verwendung:

- Von Patienten, Erwachsenen und Kindern, mit Typ-1- oder Typ-2-Diabetes und Patienten mit Schwangerschaftsdiabetes.
- Von Hilfskräften von erwachsenen und pädiatrischen Patienten mit Typ-1- oder Typ-2-Diabetes und Patienten mit Schwangerschaftsdiabetes.
- Von Angehörigen der Heilberufe, die mit der Behandlung von Diabetes vertraut sind.

2. Klinischer Nutzen

myDiabby Healthcare ermöglicht eine engmaschige Überwachung durch medizinische Teams, verbessert die Patientenselbstüberwachung mit erhöhtem Engagement und erhöhter Compliance im Rahmen eines umfassenden Diabetesmanagements.

3. Funktionsprinzip

myDiabby Healthcare besteht aus einem Portal für Patienten und einem Portal für Gesundheitsfachkräfte.

myDiabby Healthcare ermöglicht befugten Gesundheitsfachkräften, Patienten durch Einbeziehung in eine Telemedizin zu betreuen. In diesem Fall werden die auf dem Portal gesammelten Kontroll- und Behandlungsdaten des Patienten in Bezug auf von der Gesundheitsfachkraft über die Plattform festgelegte Parameter analysiert, um bestimmte Warnungen auszusenden, wenn die Blutzuckerwerte der Patienten die Schwellenwerte überschreiten.

myDiabby Healthcare ermöglicht es weiterhin, Patienten ohne Einbeziehung in eine Telemedizin zu betreuen. In diesem Fall werden die auf dem Portal gesammelten Kontroll- und Behandlungsdaten des Patienten lediglich der mit der Akte verbundenen Gesundheitsfachkraft zur Verfügung gestellt, aber keine Warnungen ausgegeben.

myDiabby Healthcare kann schließlich auch von erwachsenen und jugendlichen Patienten (ab 15 Jahren) mit einem Diabetes vom Typ 1 oder 2 sowie Patientinnen mit Schwangerschaftsdiabetes eigenständig genutzt werden.

3.1. Funktionen

myDiabby Healthcare weist die folgenden Funktionen auf:

- **Ein Patientenportal:** Dieses ist über die App „myDiabby“ zugänglich. Sie können es in den Stores von Apple und Android (AppStore & Google Play Store) für Ihr Smartphone herunterladen, und es auch von einem Internet-Browser aus in seiner Webapp-Version bedienen.

Das Patientenportal bietet Ihnen:

- > Ein digitales Diabetes-Überwachungstagebuch mit Eintrag von Überwachungsdaten wie Blutzucker, verabreichte Insulindosen und orale Behandlungen, Inhalt der eingenommenen Mahlzeiten, durchgeführte körperliche Aktivität, Gewicht, HbA1c, Ketone, Blutdruck und alle anderen relevanten Informationen zum Verständnis der Erkrankung.
- > Eine Verbindung zu Diabetes-Überwachungs- und -Behandlungsgeräten für die einfache Dateneingabe in die myDiabby Healthcare-App, wie z. B. Kapillarblutzucker-Messgeräte, kontinuierliche Blutzuckersensoren, Insulinpumpen, Stecker von Insulin-pen oder andere Arten von Geräten, die bei der Behandlung von Diabetes verwendet werden. Die gesamten Informationen zur Verbindung finden Sie auch unter <https://help.mydiabby.com>
- > Eine optische Darstellung der Tendenzen und Daten des Patienten für ein besseres Verständnis seiner/ihrer Pathologie.
- > Zugang zu den Zielen, die vom medizinischen Team festgelegt wurden, genauso wie zu den evtl. Änderungen der Behandlung, die vom Team empfohlen werden (*Optional und nur für die Patienten, die mit einem Betreuungsteam von myDiabby Healthcare verbunden sind*).

> Die gemeinsame Nutzung von Unterlagen und Verschreibungen zusammen mit dem medizinischen Team, welches mit der Betreuung der Diabetes des Patienten betraut ist. (*Optional und nur für die Patienten, die mit einem Betreuungsteam auf myDiabby Healthcare verbunden sind*).

> Ein gesichertes System zum Austausch von Nachrichten mit dem oder den Betreuungsteams, die für den Patienten auf myDiabby Healthcare zuständig sind. (*Optional und nur für die Patienten, die mit einem Betreuungsteam auf myDiabby Healthcare verbunden sind*).

> Eine Bibliothek mit Materialien zur therapeutischen Fortbildung und Informationen zur Diabetes im Alltag, welche durch das für den Patienten bei myDiabby Healthcare zuständige Betreuungsteam individuell angepasst werden können. (*Optional und nur für die Patienten, die mit einem Betreuungsteam auf myDiabby Healthcare verbunden sind*).

> Die Historie der vergangenen und zukünftigen medizinischen Maßnahmen in Verbindung mit der Behandlung der Diabetes.

> Ein Modul zur Fernbetreuung ermöglicht dem Patienten die Fernbetreuung durch das Betreuungsteam von myDiabby Healthcare. (*Optional und nur für die Patienten, die mit einem Betreuungsteam auf myDiabby Healthcare verbunden sind*).

- **Ein Portal für Angehörige der Heilberufe:** Von einem Internetbrowser in seiner WebApp-Version zugänglich.

Das Portal für Heilberufe bietet:

> Der Zugang zur Liste von Patienten, die mithilfe von myDiabby Healthcare überwacht werden und die über die Plattform daran teilnehmen

> Der Zugang zur Gesamtheit aller Daten für die Überwachung der Diabetes, die vom Patienten (manuell oder automatisch übertragen) auf myDiabby Healthcare mitgeteilt wurden.

> Eine optische Darstellung im Format „Modell AGP“, als Wochenkalender oder Blutzucker-Kontrollbuch, ermöglicht eine leichtere Interpretation der Ergebnisse der Überwachung und der Tendenzen des Diabetes-Patienten.

> Die Parametrierung der Behandlungsziele jedes einzelnen Patienten.

> Vom Gesundheitsexperten anpassbare Warnungen (nur für Patienten, die in die Fernüberwachung eingeschlossen sind oder im Rahmen der Betreuung von Patienten mit Schwangerschaftsdiabetes).

- > Eine medizinische Patientenakte ermöglicht das Sammeln von wichtigen klinischen und Kontext-Informationen innerhalb der Behandlung des Patienten.
- > Eine Registerkarte „Behandlung“ ermöglicht einem Angehörigen der Heilberufe, dem Patienten Empfehlungen zur Anpassung der Behandlung vorzuschlagen und die Historie dieser Änderungen zu verfolgen.
- > Eine Registerkarte „Sprechstunde“ ermöglicht die Nachverfolgung der vergangenen und zukünftigen medizinischen Maßnahmen im Rahmen der Behandlung des Diabetes-Patienten.
- > Ein Koordinationstool ermöglicht es mehreren Angehörigen der Heilberufe und/oder Institutionen, im Rahmen der Behandlung des Patienten tätig zu werden, dank eines gemeinsamen Zugangs zur Patientenakte auf MyDiabby Healthcare.
- > Ein gesicherter Austausch von Nachrichten, um mit dem Patienten und/oder anderen Angehörigen der Heilberufe zu kommunizieren, die mit der Patientenakte auf myDiabby Healthcare verbunden sind.
- > Ein Modul zur Fernbetreuung, mit dem ein Angehöriger der Heilberufe mit den diesem zugeordneten Patienten auf myDiabby Healthcare Video-Fernsprechstunden abhalten kann.
- > Die Erstellung von Berichten der Patientendaten über einen bestimmten Zeitraum.
- > Ein Statistikmodul für die gesamte Gruppe der Patienten, welche dieser Angehörige der Heilberufe betreut.

- **Eine Software, die man lokal auf einem Computer (Windows oder Mac) installieren kann: „myDiabby Uploader“** Diese für Patienten und Angehörige der Gesundheitsberufe vorgesehene zu installierende Software ermöglicht das Herunterladen von Daten von bestimmten Blutzuckermessgeräten oder -sensoren und Insulinpumpen per kabelgebundener Übertragung, um sie an die Software von myDiabby Healthcare zu senden. Um diese Software herunterzuladen und zu installieren, besuchen Sie bitte <https://mydiabby.com/uploader> und folgen Sie den Anleitungen.

Hinweis: Diese 3 oben beschriebenen Portale sind alle in Echtzeit über Internet an die Cloud myDiabby Healthcare angeschlossen und ermöglichen eine Kommunikation und eine sofortige gemeinsame Nutzung der Daten zwischen den Konten der Nutzer auf den verschiedenen Trägern und zwischen den Konten der Patienten und denen der Angehörigen der Heilberufe auf myDiabby Healthcare.

Hinweis: Für Anleitungen zur Verbindung und zum Herunterladen der Daten der verschiedenen medizinischen Geräte auf der Plattform myDiabby Healthcare besuchen Sie bitte die Website help.mydiabby.com wo Sie die Verfahren zur Anbindung der verschiedenen Geräte an die Plattform nachlesen können.

3.2. Technische Hilfestellung

Für alle Fragen zur Nutzung von myDiabby Healthcare nehmen Sie bitte Kontakt mit der technischen Hilfestellung auf, telefonisch unter +33 1 76 40 01 78 (Frankreich) oder +32 2 320 11 96 (Belgien) (Mon - Fr 09h00-17h00) oder per E-Mail unter support@mydiabby.com

Ein Zentrum für Onlinehilfe ist ebenfalls verfügbar auf help.mydiabby.com

Für die Angehörigen der Heilberufe, die Zugang zum Portal für Angehörige der Heilberufe von myDiabby Healthcare haben, ist die technische Hilfestellung per Chat von Montag bis Freitag zwischen 09:00 und 18:00 (17:00 am Freitag) verfügbar, hierfür auf die Schaltfläche „Hilfestellung“ rechts unten am Bildschirm klicken.

3.3. Geräte, die man an myDiabby Healthcare anschließen oder von dort herunterladen kann

Die Software myDiabby Healthcare verarbeitet Daten aus den folgenden Geräten:

Art des Geräts	Hersteller	Modell	Art der gemeinsamen Nutzung von Daten
Lesegerät für kapilläre Glykämie	Fora	Diamond Mini	Bluetooth auf Mobil-App
Lesegerät für kapilläre Glykämie	Lifescan	OneTouch Verio Flex	Bluetooth auf Mobil-App ¹ + über API der App OneTouch Reveal
Lesegerät für kapilläre Glykämie	Lifescan	OneTouch Verio Reflect	Bluetooth auf Mobil-App ¹ + über API der App OneTouch Reveal
Lesegerät für kapilläre Glykämie	Lifescan	OneTouch Ultra Plus Reflect ²	Bluetooth auf Mobil-App ¹
Lesegerät für kapilläre Glykämie	Ascensia	Contour next One	Bluetooth auf Mobil-App

Lesegerät für kapilläre Glykämie	Ascensia	Contour next	Bluetooth auf Mobil-App
Lesegerät für kapilläre Glykämie	Roche	Accu-chek Guide	Bluetooth auf Mobil-App
Lesegerät für kapilläre Glykämie	Roche	Accu-chek Mobile	Bluetooth auf Mobil-App
Lesegerät für kapilläre Glykämie	Dinno Santé	Dinno Premier CareSens N	Bluetooth auf Mobil-App
Lesegerät für kapilläre Glykämie	Ypsomed	mylife Unio Neva	Über API der App mylife
Lesegerät für kapilläre Glykämie	Menarini	Glucifix® Tech	NFC auf Smartphone (kabellos)
Lesegerät für kapilläre Glykämie	Menarini	Glucifix® Tech 2K	NFC auf Smartphone (kabellos)
Glykämie-Permanentensensor	Abbott	FreeStyle Libre	Kabelgebunden auf Smartphone Android, Kabelgebunden auf myDiabby Uploader, Import von Dateien für CSV-Daten
Glykämie-Permanentensensor	Abbott	FreeStyle Libre 2	Import von Dateien für CSV-Daten
Glykämie-Permanentensensor	Medtronic	Enlite	Über Lesegerät Contour next link 2.4 in USB auf myDiabby Uploader
Glykämie-Permanentensensor	Dexcom	G4	Über API Dexcom Clarity
Glykämie-Permanentensensor	Dexcom	G5	Über API Dexcom Clarity
Glykämie-Permanentensensor	Dexcom	G6	Über API Dexcom Clarity, Kabelgebunden über Pumpe Tandem t:slim X2 auf myDiabby Uploader
Insulinpumpe	Medtronic	523	Über Lesegerät Contour next link in USB auf myDiabby Uploader
Insulinpumpe	Medtronic	723	Über Lesegerät Contour next link in USB auf myDiabby Uploader
Insulinpumpe	Medtronic	Veo	Über Lesegerät Contour next link in USB auf myDiabby

			Uploader
Insulinpumpe	Medtronic	530G	Über Lesegerät Contour next link in USB auf myDiabby Uploader
Insulinpumpe	Medtronic	630G	Über Lesegerät Contour next link 2.4 in USB auf myDiabby Uploader
Insulinpumpe	Medtronic	640G	Über Lesegerät Contour next link 2.4 in USB auf myDiabby Uploader
Insulinpumpe	Medtronic	670G	Über Lesegerät Contour next link 2.4 in USB auf myDiabby Uploader
Insulinpumpe	Insulet	Omnipod	Kabelgebunden auf Smartphone Android, Kabelgebunden auf myDiabby Uploader
Insulinpumpe	Insulet	Omnipod Dash	Kabelgebunden auf Smartphone Android, Kabelgebunden auf myDiabby Uploader
Insulinpumpe	Tandem	t:slim X2	Kabelgebunden auf Smartphone Android, Kabelgebunden auf myDiabby Uploader
Insulinpumpe	Ypsomed	Ypsopump	Über API der App mylife
Insulinpen	Novo nordisk	NovoPen 6	NFC auf Smartphone (kabellos)
Insulinpen	Novo nordisk	NovoPen Echo Plus	NFC auf Smartphone (kabellos)

¹Die Lesegeräte Lifescan OneTouch Verio Reflect und OneTouch Verio Reflect/Ultra Plus Reflect benötigen mindestens iOS 13, um über Bluetooth mit Apple-Geräten zu funktionieren.

²Das Lesegerät Lifescan One Touch Ultra Plus Reflect ist nur in Belgien erhältlich.

4. Voraussetzungen für die Benutzung und Gebrauchsanleitung

4.1. Voraussetzungen

- myDiabby Healthcare ist eine Software, die über Internet zugänglich ist. Für die Benutzung ist eine Internetverbindung erforderlich.
- Die Verwendung der Software myDiabby Healthcare verlangt das Beherrschen von Grundfunktionen der Informatik (Browsen im Internet, Lesen und Interpretieren von Informationen, Verbindung von Geräten mit und ohne Kabel)
- Vor der Verwendung von myDiabby Healthcare müssen Sie, um zur Software Zugang zu erhalten, mindestens über die Version wie in der untenstehenden Tabelle verfügen. Die Software ist über einen Internet-Browser für Patienten und Angehörige von Heilberufen zugänglich. Nur Patienten können mittels einer mobilen App über Smartphone auf MyDiabby Healthcare zugreifen.

Unterstützung	Minimalversion des Systems
Mobil-App für Patienten iOS	iOS 11
Mobil-App für Patienten Android	4.4
Uploader für Windows	Windows 8.1
Uploader für MacOS	MacOS 10.14
Web-App für Patienten	Chrome 48, Edge 79
Web-App für Heilberufe	Chrome 48, Edge 79

- Bevor Sie Daten von Ihrem angeschlossenen Gerät (Kapillarblutzuckermessgerät, kontinuierlicher Blutzuckersensor, Insulinpumpe, Insulin-Pen) senden, vergewissern Sie sich, dass Sie über die kompatible Hardware und die zum Herunterladen der Daten erforderliche Softwareversion verfügen.

Prüfen Sie hierzu die Liste der anzuschließenden Hardware und deren Kompatibilität, Absatz 3.3 oben.

4.2. Schritte für die Nutzung des Patientenportal

Alle Anweisungen zur Nutzung des Portals und der Patientenanwendung finden Sie in der Patienteninformation: <https://www.mydiabby.com/notice-patients>

4.3. Datenexport aus einem myDiabby Healthcare-Konto

Vom Patientenkonto aus können Sie alle mit dem Konto verbundenen Daten im .csv-Format exportieren. Dazu gehen Sie wie folgt vor:

Klicken Sie auf "Mein Profil" und dann auf "Daten im CSV-Format exportieren". Sie können dann auswählen, welche Daten Sie exportieren möchten:

- Blutzuckerwerte, Insulin und punktuelle Daten.
- Patienteninformationen
- Botschaften

Vom Fachportal aus können Sie dieselben Daten exportieren, indem Sie auf die Schaltfläche "Weitere Aktionen" und dann auf "CSV-Daten exportieren" klicken.

Die CSV-Dateien sind wie folgt organisiert:

CSV "Patienteninformationen"

Spalte	Titel	Details
A	email	E-Mail-Adresse, die als Mittel zur Anmeldung bei myDiabby Healthcare verwendet wird.
B	title	Verwendete Anrede: Herr oder Frau
C	firstname	1. Vorname bei der Geburt
D	lastname	Name bei der Geburt
E	maidenname	Name des Mädchens
F	address1	1. Zeile der Postanschrift
G	address2	2. Zeile der Postanschrift
H	cp	Postleitzahl der Postadresse
I	city	Stadt der Postanschrift des Patienten
J	nirpp	Sozialversicherungsnummer oder Nummer der Eintragung in das Verzeichnis der natürlichen Personen
K	country	Land der Postadresse
L	timezone	Zeitzone des Patienten
M	birthday	Geburtsdatum
N	phone	Telefonnummer
O	gender	Geschlecht
P	pathology	Pathologie

CSV "Blutzuckerwerte, Insuline und einmalige Daten"

Spalte	Titel	Details
A	date	Datum der Veranstaltung (JJJJ-MM-TT)
B	time	Uhrzeit des Ereignisses (HH:MM)
C	glycemia (g/l)	Blutzuckerwert
D	post-prandial	Wenn das Ereignis ein als postprandial ausgewählter Kapillarblutglukosewert ist, enthält diese Spalte den Wert 1. Ansonsten keinen Wert.
E	type meal	Wenn das Ereignis ein kapillarer Blutzuckerspiegel in Verbindung mit einer Mahlzeit ist, gibt diese Spalte die Mahlzeit an: 0 für Frühstück, 1 für Mittagessen, 2 für Abendessen, 3 für Vormittagssnack, 4 für vor dem Schlafengehen, 5 für Nacht, 6 für Nachmittagssnack
F	device	Seriennummer des Geräts, aus dem die Daten stammen
G	bolus	Wenn es sich bei dem Ereignis um einen nicht-automatischen Bolus handelt, enthält diese Spalte den Wert dieses Bolus in Einheiten (U).
H	bolus corr	Wenn es sich bei dem Ereignis um einen Korrekturbolus handelt, enthält diese Spalte den Wert dieses Korrekturbolus in Einheiten (U)
I	bolus auto	Wenn es sich bei dem Ereignis um einen automatischen Bolus handelt, enthält diese Spalte den Wert dieses automatischen Bolus in Einheiten (U)
J	basal	Wenn das Ereignis ein Basal ist, enthält diese Spalte den Wert dieses Basals in Einheiten (U).
K	basal rate (U/h)	Wenn das Ereignis ein Basalwert ist, enthält diese Spalte den Wert dieses Basalwerts in Einheiten (U/h).
L	pump events	Pumpenereignis: Fehlermeldungen oder abgerufener Alarm
M	control IQ	Wenn das Ereignis ein control IQ-Ereignis ist, enthält diese Spalte die Änderung des Modus (ON / OFF / Sleep / Exercise / End Sleep / End Exercise).
N	weight(kg)	Gewicht in Kg
O	hba1c(%)	glykiertes Hämoglobin oder HbA1c in Prozent
P	ketones(m mol/l)	Ketone in mmol/l
Q	bloodpressure systolic(mm Hg)	Systolischer Blutdruck in mmHg
R	bloodpressure diastolic(m mHg)	Diastolischer Blutdruck in mmHg
S	carb	Wenn das Ereignis eine Mahlzeit ist, enthält diese Spalte den Wert für Kohlenhydrate in g

T	meal list	Wenn es sich bei dem Ereignis um eine Mahlzeit handelt, enthält diese Spalte die Liste der vom Patienten angekreuzten und mit dem Ereignis verbundenen Bestandteile der Mahlzeit
U	meal description	Wenn es sich bei dem Ereignis um eine Mahlzeit handelt, enthält diese Spalte die Beschreibung der vom Patienten eingegebenen Mahlzeit
V	sport duration	Wenn es sich bei dem Ereignis um eine Periode körperlicher Aktivität handelt, enthält diese Spalte die Dauer dieser Aktivität (HH:MM).
W	sport footstep	Wenn das Ereignis eine Periode körperlicher Aktivität ist, enthält diese Spalte die Anzahl der Schritte
X	sport list	Wenn das Ereignis eine Periode körperlicher Aktivität ist, enthält diese Spalte die Liste der vom Patienten angekreuzten Aktivitäten
Y	sport description	Wenn das Ereignis eine Periode körperlicher Aktivität ist, enthält diese Spalte die Beschreibung der vom Patienten eingegebenen körperlichen Aktivität
Z	context list	Wenn das Ereignis ein Kontext ist, enthält diese Spalte den Typ des Kontexts: Stress (stress), Krankheit (disease), Allergie (allergy), Ereignis (event), Medikament (pharma)
AA	context description	Wenn das Ereignis ein Kontext ist, enthält diese Spalte den eingegebenen freien Text

5. Hinweise zur Verwendung für Angehörige von Heilberufen

5.1. So öffnen Sie myDiabby Healthcare

Öffnen Sie einen Internet-Browser (am liebsten Chrome oder Firefox für beste Leistung), und dann gehen Sie auf die Seite <https://app.mydiabby.com/pro/#/login>.

Sie können auch die Website www.mydiabby.com besuchen und rechts oben auf der Seite auf „Verbinden“ klicken.



Es stehen Ihnen zwei Anmeldeoptionen zur Verfügung:

- Geben Sie Ihre Anmeldedaten (E-Mail-Adresse und Passwort) ein, um sich am Portal anzumelden.
- Sich über die Nutzung des Dienstes Pro Santé Connect anmelden.¹

Hinweis: Wenn Sie ein Konto bei myDiabby Healthcare haben, aber Ihr Passwort vergessen haben, klicken Sie auf der Verbindungsseite auf „Ich habe mein Passwort vergessen“. Tragen Sie die E-Mail ein, die Sie bei der Kontoerstellung benutzt haben, und bestätigen Sie. Sie erhalten dann eine E-Mail, um ein neues Passwort zu bilden



5.2. Eintragung von Patienten

1. Ob Sie nun in einer Privatpraxis sind oder in einem Krankenhaus, und ob Sie die Patienten zur Sprechstunde eintragen oder bei einem Workshop: Sie müssen nur dem Patienten eine Broschüre myDiabby Healthcare überreichen, wenn Sie ihm oder ihr erklären, woraus die Betreuung besteht.

Diese Broschüre erklärt dem Patienten, wie man sich auf myDiabby Healthcare einträgt.

Der Patient erhält hierbei auch einen **Betreuungscode (dieser steht auf der Broschüre)** für Ihr medizinisches Betreuungsteam. Dieser Code muss eingegeben werden, um den Patienten mit Ihrem Team zu verbinden.

¹ Pro Santé Connect ist ein französischer Dienst, der es Fachkräften ermöglicht, sich entweder mit einem e-CPS oder einer physischen CPS-Karte bei allen digitalen Gesundheitsdiensten zu authentifizieren, die an Pro Santé Connect angeschlossen sind. Weitere Informationen finden Sie unter <https://esante.gouv.fr/produits-services/pro-sante-connect>.

Mein Tracking auf myDiabby Healthcare

Anmeldung

myDiabby HEALTHCARE
Die mit meinem Ärzteteam verbundene App

Die vorliegende Bedienungsanleitung erleichtert Ihnen die Handhabung der App myDiabby. Siehe die Anleitung für alle Informationen zur Nutzung von myDiabby Healthcare*

1 Laden Sie die mobile App „myDiabby“ auf Ihr Smartphone herunter

2 Öffnen Sie die App und klicken Sie auf „Anmeldung“

3 Wählen Sie Ihren Diabetestyp

4 Füllen Sie das Anmeldeformular aus, um Ihr Benutzerkonto unter myDiabby anzulegen

Geben Sie Ihre persönlichen Informationen ein

Legen Sie ein Kennwort an

Geben Sie den von Ihrem Ärzteteam übermittelten Tracking-Code ein

Tracking-Code bei der Anmeldung anzugeben

www.mydiabby.com

Bei Fragen zur App myDiabby:
support@mydiabby.com oder per Telefon
France : 01 76 40 01 78
Belgique : 02 320 11 96

*Die Anleitung kann auf der Plattform myDiabby Healthcare eingesehen oder heruntergeladen werden.

Bedienungsanleitung Mobile App

2. Der Patient kann sich bei Ihnen in der Praxis oder im Krankenhaus auf myDiabby Healthcare eintragen, oder bei sich zuhause.

Nachdem das Konto eingerichtet und der Betreuungscode eingegeben ist, den Sie zugeteilt haben, erscheint der Patient automatisch in Ihrer Liste der betreuten Patienten.

Ab jetzt kann der Patient Ergebnisse auf myDiabby Healthcare mitteilen.

5.3. Armaturenbrett, Benachrichtigungen und Alarmer

Wenn Sie sich auf Ihrem Konto bei myDiabby Healthcare für Angehörige von Heilberufen anmelden, kommen Sie zum Armaturenbrett, welches die Liste Ihrer Patienten enthält, die Mitglieder der Plattform sind.

Ihre unterschiedlichen Patiententypen
(der gewählte Diabetesstyp erscheint in Fettdruck)

Zugang zur Liste Ihrer Patienten

Alle Nachrichten-Threads

Statistiken zu Ihren Patientenkohorten

Name der Abteilung/Praxis, auf der Sie sich befinden
(Klick, um die Abteilung zu wechseln, wenn Sie an mehreren Standorten arbeiten)

Ihr Profil und Ihre Parameter

Ihre Patiententypen
T1D-Patienten T2D-Patienten GMD Patientinnen

Ihre Patientlisten
(unterstrichene Liste wird auf dem Bildschirm angezeigt)

Patienten, aktuell überwacht (8) Suchen in der Tabelle

Nur Patienten anzeigen, deren Überweisung lautet: Ich (Mutterschaft CHU MYDIABBY)

FERNÜBERWACHUNG	AKTIVIEREN SIE DIE FERNÜBERWACHUNG	NAME	VORNAME	GEBURTSDATUM	ALTER	14 TAGE TIR	LETZTES HbA1c	WARNUNGEN	BENACHRICHTIGUNGEN	E-MAIL	ANGEMELDET AM	LETZTER LOGIN	INSULIN	REFERENT
	<input type="checkbox"/>	Oberlin	Ann	28/12/76	46					patient01@mydiabby.com	27.05.2022	-	Nein	Heath
	<input type="checkbox"/>	Lee	David	31/12/96	26					patient01-archiv@mydiabby.com	27.05.2022	-	Nein	Heath
	<input checked="" type="checkbox"/>	Potter	Harry	31/07/80	42	49%	8.0%			test@mydiabby.com	17.06.2023	26.05.2021	Pumpe	Mikroge
	<input type="checkbox"/>	Williams	John	03/09/11	12					patient01-archiv2@mydiabby.com	27.05.2022	-	Nein	Croff
	<input type="checkbox"/>	Longbottom	Neville	01/01/90	33					test01@mydiabby.com	16.05.2022	16.05.2022	Injektionen	Mikroge
	<input type="checkbox"/>	Davis	Rosa	15/01/91	32		4.0%			patient2@mydiabby.com	20.05.2022	-	Nein	Croff

Suche nach einem Patienten in der auf dem Bildschirm angezeigten Liste

Suche nach einem Patienten in der myDiabby-Datenbank
(Suche nach E-Mail-Adresse)

Alternative Methode zur Anmeldung eines neuen Patienten.
Wir empfehlen die Flyer-Methode

Benachrichtigungen und Warnungen

Personalisieren der Tabellenspalten

Export der angezeigten Liste als Excel-Datei

Klick auf den Namen des Patienten zum Öffnen seiner Akte

Klick auf die Pfeile zum Sortieren der Patienten (hier nach Alter)

Drag & Drop der Spalten, um ihre Position in der Tabelle zu ändern

Suchen in der Tabelle

Nur Patienten anzeigen, deren Überweisung lautet: Ich (Mutterschaft CHU MYDIABBY)

FERNÜBERWACHUNG	AKTIVIEREN SIE DIE FERNÜBERWACHUNG	NAME	VORNAME	GEBURTSDATUM	ALTER	14 TAGE TIR	LETZTES HbA1c	WARNUNGEN	BENACHRICHTIGUNGEN	E-MAIL	ANGEMELDET AM	LETZTER LOGIN	INSULIN	REFERENT
	<input type="checkbox"/>	Oberlin	Ann	28/12/76	46					patient01@mydiabby.com	27.05.2022	-	Nein	Heath
	<input type="checkbox"/>	Lee	David	31/12/96	26					patient01-archiv@mydiabby.com	27.05.2022	-	Nein	Heath
	<input checked="" type="checkbox"/>	Potter	Harry	31/07/80	42	49%	8.0%			test@mydiabby.com	17.06.2023	26.05.2021	Pumpe	Mikroge

Hier ist die Liste der Warnungen und Benachrichtigungen, die auf Ihrem Armaturenbrett erscheinen können und die für jeden Patienten konfigurierbar und anpassbar sind:

Warnung Zeit im Ziel



Wird ausgelöst, wenn die Zeit im Ziel unter dem im Algorithmus festgelegten Schwellenwert liegt

Warnung Zeit in Unterzuckerung



Wird ausgelöst, wenn die Zeit in Unterzuckerung über dem im Algorithmus festgelegten Schwellenwert liegt

Warnung Variationskoeffizient



Wird ausgelöst, wenn die Variation des kontinuierlich gemessenen Blutzuckers über dem im Algorithmus festgelegten Schwellenwert liegt

Warnung Überzuckerung



Wird ausgelöst, wenn der kapillare Blutzucker des Patienten den im Algorithmus parametrisierten Bedingungen entspricht.

Warnung Unterzuckerung



Wird ausgelöst, wenn der kapillare Blutzucker des Patienten den im Algorithmus parametrisierten Bedingungen entspricht.

Warnung: Daten wurden nicht übertragen



Wird ausgelöst, wenn der Patient seit mehr als X Tagen (einstellbare Dauer) keine Blutzuckertests mehr ausgefüllt hat.

Ungelesene Nachricht



Neue Nachricht eines Patienten

Neue Unterlage



Neue von einem Patienten geteilte Unterlage

Hinweis



Möglichkeit zur Parametrierung einer Erinnerung in der Patientenakte, die zum entsprechenden Zeitpunkt angezeigt wird

Patientenakte nicht eingesehen



Wenn kein Mitglied des Ärzteteams die Akte seit X Tagen geöffnet hat (Dauer einstellbar). Vermeidet das Vergessen einer Akte.

Neuer Patient



Patient, der sich vor weniger als X Tagen angemeldet hat (Dauer einstellbar).

Personalisierte Kennwerte



Personalisierte Kennwerte zur Verwaltung der Krankenakten. Hier klicken, um die Farbe zu ändern.

Hinweis: Die Generierung von Warnungen ist nur für Patienten verfügbar, die per Fernüberwachung betreut werden.

So berücksichtigen Sie eine Warnung in einer Patientenakte (wie in der linken Spalte oben):

1. Sehen Sie sich die Warnung an, die in einer Patientenakte auf dem Armaturenbrett angezeigt wird
2. Klicken Sie auf den Nachnamen, Vornamen oder die E-Mail-Adresse des Patienten, um auf dessen Akte zuzugreifen
3. Die Akte wird geöffnet, Sie sehen die Warnmeldung, die in der Patientenakte

In der Patientenakte wird eine Warnung ausgegeben

angezeigt wird

4. Nachdem Sie den angezeigten Alarm analysiert haben, können Sie angeben, dass er berücksichtigt wurde, indem Sie auf das Piktogramm klicken
5. Der Alarm ist jetzt verarbeitet, er wird nicht mehr in der Patientenakte angezeigt

Nach Berücksichtigung der Warnung kann dies durch Klicken des Symbols bestätigt werden

Kategorie	Wert
100% HbA1c	6.0%
20.0% Nach	23.7%
48.0% Nach	49.3%
4.8% Nach	6.7%
18.0% Schwere Hypo	20.6%
erfasste Daten	99.5%

Glykämischer Durchschnitt	1.22g/l
HbA1c geschätzt	5.9%
Standardabweichung	0.67g/l
Variationskoeffizient (VO)	54.9%
Median	1.6 - 1.7% (10 - 90%)

5.4. Einrichtung des Kontos für Angehörige der Heilberufe


Die Software myDiabby Healthcare enthält in ihrer Grundeinstellung Einstellungen, um die Betreuung Ihrer Patienten sicherzustellen. Dennoch müssen Sie sich vor der Verwendung von myDiabby Healthcare vergewissern, dass diese Einstellungen für Ihre Patienten geeignet sind.

Wenn Sie Ihr Konto bei myDiabby Healthcare richtig einstellen, haben Sie eine Plattform, die zu Ihrer Arbeitsmethode und Ihrer Organisation passt

Sie können Ihr Konto myDiabby Healthcare auf 2 Ebenen anpassen:

- „Dienst-Einstellungen“: Diese gelten für alle Praktiker, die innerhalb des Betreuungsteams ein Konto bei myDiabby haben
- „Meine Einstellungen“: Diese gelten nur für Ihr eigenes Konto

Ärzteam



Ein guter Rat:

- Konfigurieren Sie zunächst die Dienst-Einstellungen für das Team
- Passen Sie dann Ihre eigenen Kontoeinstellungen an. Sie können die Dienst-Einstellungen übernehmen oder Ihre eigenen Präferenzen festlegen.

Alle Ihre Plattformeinstellungen finden Sie hier:


Klicken Sie auf das Profilfoto, um das Menü zu öffnen

FERNÜBERWACHUNG	AKTIVIEREN SIE DIE FERNÜBERWACHUNG	NAME	VORNAME	SEBIRTS DATUM	ALTER	14 TAGE TIR	LETZTES HEIC	WARNUNGEN	BENACHRICHTIGUNGEN	E-MAIL	ANGEHELDET AM	LETZTER LOGIN	INSULIN	REFERENT
	<input type="checkbox"/>	O'Brien	Ann	28/12/76	46			0		patient01@mydiabby.com	27.05.2022	-	Nein	Health
	<input type="checkbox"/>	Lee	David	31/12/96	26			0		patient01-archiv@mydiabby.com	27.05.2022	-	Nein	Health
	<input checked="" type="checkbox"/>	Potter	Harry	31/07/80	42	49%	8.0%			test1@mydiabby.com	17.06.2023	26.05.2021	Pumpe	Maxwege
	<input type="checkbox"/>	Williams	John	03/03/11	12			0		patient01-archiv@mydiabby.com	27.05.2022	-	Nein	Cioff
	<input type="checkbox"/>	Longbottom	Neville	01/01/90	33			0		test0@mydiabby.com	16.05.2022	16.05.2022	Injektionen	Maxwege
	<input type="checkbox"/>	Davis	Rosa	15/01/91	32		4.0%	0		patient2@mydiabby.com	26.05.2022	-	Nein	Cioff

- Registerkarte „Mein Konto“: Ihr Profil myDiabby Healthcare mit Ihren Daten und Präferenzen betreffend Messeinheiten (Blutzucker, Gewicht, Größe usw.)
- Registerkarte „Mein Dienst“: Die Daten Ihres Dienstes, die Liste der diensthabenden Praktiker, der oder die Betreuungscodes Ihres Dienstes.
- Registerkarte „Meine Einstellungen“ Die Einstellungen (Alarmer, Benachrichtigungen, Optionen) Ihres Kontos.

- Registerkarte „Diensteinstellungen“: Die Einstellungen (Alarmer, Benachrichtigungen, Optionen), die für alle diensthabenden Praktiker gelten.
- Registerkarte „Autom. Nachrichten“: Automatische Nachrichten, die Sie für Ihre Patienten programmieren können, wenn bestimmte Bedingungen und Auslöser zutreffen
- Registerkarte „Abmelden“: Klicken Sie hier, um Ihre Sitzung bei myDiabby zu beenden.

1 Öffnen Serviceeinstellungen



2 Wählen Sie den Patiententyp, für den diese Parameter gelten sollen



Die verschiedenen Einstellungen sind dem linken Menü zu entnehmen.

Personalisieren der Serviceeinstellungen: Farbcodes

Die Farbcodes gelten für **den Blutzucker im Logbuch des Patienten** und werden Patienten und Medizinern angezeigt.



Ankreuzen, wenn die Standardfarben von myDiabby verwendet werden sollen. Ansonsten abwählen.

Ändern Sie den Wert durch direkte Eingabe hier

Vergessen Sie nicht, die Einstellungen nach der Eingabe zu bestätigen


Nachdem Sie den Blutzucker-Schwellwert (kapillar oder kontinuierlich) geändert haben, wird ein Bestätigungsfenster auf dem Bildschirm angezeigt:

- Der neue Schwellwert wird hervorgehoben
- Die Differenz zwischen dem neuen Schwellwert und dem alten Schwellwert wird angezeigt

Beispiel: Hier wird ein kapillarer Glykämie-Zielwert modifiziert, so wird er vor der Validierung auf dem Bildschirm angezeigt:


Neue glykämische Ziele ⊗

Sind Sie sicher, dass Sie diese neuen glykämischen Ziele anwenden möchten?




Nüchternglykämie (vor dem Frühstück)
(hohe Grenzen)

0.69	1.80	+0.05	2.55
hypo	Ok	hoch	Hyper



Glykämie vor dem Essen (ohne Frühstück)
(hohe Grenzen)

0.69	1.80	2.50	
hypo	Ok	hoch	Hyper



Postprandiale Glykämie
(hohe Grenzen)

0.69	1.80	2.50	
hypo	Ok	hoch	Hyper

stornieren ✔ Bestätigen

Der geänderte Wert wird hervorgehoben, ein Aufwärtspfeil zeigt an, dass der Wert größer als der vorherige Schwellwert ist, und die Einheit wird um + 0,05 g/l erhöht.

Personalisieren der Serviceeinstellungen: Warnungen bei Über-/Unterzuckerung

Die Warneinstellungen legen die Bedingungen für eine Anzeige auf Ihrem Dashboard fest. Sie ermöglichen Ihnen das Identifizieren der vorrangig zu behandelnden Patientenakten. Zögern Sie nicht, Warnungen im Laufe Ihrer Nutzung von myDiabby zu ändern, wenn Sie diese für zu träge oder zu empfindlich halten.

myDiabby Healthcare bietet standardmäßige Anzeigebedingungen für Warnungen in Bezug auf kapillar und kontinuierlich gemessene Blutzuckerwerte

Hier klicken, um eine neue Anzeigebedingung hinzuzufügen

Auf die Felder klicken, um die Anzeigebedingungen zu ändern

Hier klicken, um eine Anzeigebedingung für eine Warnung zu löschen.

Vergessen Sie nicht, die Einstellungen nach der Eingabe zu bestätigen

Personalisieren der Serviceeinstellungen: Benachrichtigungen der Mediziner der Abteilung

Hier können Sie die Anzeige gewisser Benachrichtigungen auf dem Dashboard personalisieren und den Empfang von Benachrichtigungen per E-Mail zusätzlich zum Dashboard wählen.

Hier sehen Sie alle Warnungen und Benachrichtigungen des Dashboards

Hier können Sie die Dauer der einstellbaren Benachrichtigungen anpassen

Kreuzen Sie die Buttons für jede Warnung/Benachrichtigung an, die Sie per E-Mail zusätzlich zum Dashboard empfangen wollen.
Hinweis: Durch Einstellen des Sendens von E-Mails über die Serviceeinstellungen gelten diese für alle Mediziner, die die Serviceeinstellungen gewählt haben.

Die Benachrichtigungen, die Sie zusätzlich per E-Mail möchten	Für alle T1D-Patienten	Für T1D-Patienten, deren Risiko höher ist
Benachrichtigung: Neue Patientenbenachrichtigung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Benachrichtigung: Lockbox	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Benachrichtigung: Ungültiges Passwort	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Benachrichtigung: Ungültiges Passwort zweimal hintereinander	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Warnung: Daten werden nicht übertragen	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Alarm: Hypoglykämie: Kapillare Blutzuckerwerte	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Alarm: Hypoglykämie: Kontinuierliche Blutzuckerwerte	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Benachrichtigung: Zentrales Dokument	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Alarm, der noch Daten enthält, aber Patienten nicht einzuweisen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Funktionserreichung mitteilen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Themenrelevante Doppelklickung durchzuführen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Alarm: Niedriger % Blutzucker kontinuierlich im Ziel	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Personalisieren der Serviceeinstellungen: Zusätzliche Optionen

Wir bieten Ihnen mehrere zusätzliche Optionen, die einen Zeitgewinn auf myDiabby verschaffen.

Kreuzen Sie die Optionen an, die Sie für alle Patienten der Abteilung aktivieren wollen

Personalisieren Sie die Optionen, für die eine Dauer gilt

- 1 Die Patienten sehen auf der App das Datum, an dem das medizinische Team ihre Akte zum letzten Mal geöffnet hat
- 2 Wenn ein Patient mindestens 3 Insulindosen auf myDiabby eingetragen hat, geht der Status automatisch auf „unter Insulin“ über
- 3 Nach X Tagen ohne Aufruf wird die Patientenakte automatisch in die Liste „Archiviert“ verschoben
- 4 Nur Programm ETAPES: Automatisches Teilen der TM-Protokolle mit dem Patient

Personalisieren der Serviceeinstellungen: Patientenlisten (nur für T1/2D)

Patientenlisten ermöglichen Ihnen die Sortierung Ihrer über myDiabby betreuten T1/2D-Patienten nach für Ihre Abteilung spezifischen Kriterien

Klicken Sie hier, um eine Liste für Ihre Abteilung zusätzlich zu den beiden standardmäßig auf myDiabby vorhandenen Listen anzulegen: „In Bearbeitung“ und „Archiviert“

Geben Sie den gewünschten Namen für Ihre Liste ein und bestätigen Sie

Sie können Ihre Liste jederzeit löschen, müssen zuvor jedoch kontrollieren, dass auf der Liste keine Patienten Ihrer Abteilung mehr vorhanden sind

=> Bei seiner Anmeldung erscheint der Patient in der Liste „In Bearbeitung“, für einen Wechsel der Liste können Sie auf den kleinen Stift neben seinem Profilbild in der Patientenakte klicken

Personalisieren der Serviceeinstellungen: Automatische Nachrichten

Sie können automatische Nachrichten für Ihre Patienten einstellen, um Zeit bei sich wiederholenden Aufgaben zu gewinnen.
Diese Nachrichten gelten für alle Patienten der Abteilung, unterteilt nach Diabetestyp.

Klicken Sie auf das Profilfoto, um das Menü zu öffnen

Wählen Sie den Tab „Automatische Nachrichten“

FEHRLÜBERWACHUNG	AKTIVIEREN SIE DIE FEHRLÜBERWACHUNG	NAMEN	VORNAME	DEBIRTHSDATUM	ALTER	IN TAGE	LETZTER HBA1C	WARNUNGEN	BENACHRICHTIGUNGEN	E-MAIL	ANGEMELDET AM	LETZTER LOOPIN	INSULIN	REFERENT
	<input type="checkbox"/>	Obrian	Alan	28/12/78	46					patient1@mydiabby.com	27.05.2022	-	Nein	Health
	<input type="checkbox"/>	Lee	David	31/12/96	26					patient1@archive.mydiabby.com	27.05.2022	-	Nein	Health
	<input checked="" type="checkbox"/>	Potter	Harry	31/07/80	42	48%	8,0%			test1@mydiabby.com	17.06.2023	20.05.2021	Pumpe	Mukweje
	<input type="checkbox"/>	Wilkins	John	03.05/11	12					patient1@archive2@mydiabby.com	27.05.2022	-	Nein	Daft!
	<input type="checkbox"/>	Longbottom	Neville	01/01/90	33					test0@mydiabby.com	16.05.2022	10.05.2022	Injektionen	Mukweje
	<input type="checkbox"/>	Davis	Rose	13/01/91	32		4,0%			patient2@mydiabby.com	26.03.2022	-	Nein	Daft!

Personalisieren der Serviceeinstellungen: Automatische Nachrichten

Sie können zwei Arten automatischer Nachrichten für Ihre Patienten wählen:

- **Automatische Nachrichten:** Nachrichten, die durch eine Warnung oder eine Bedingung ausgelöst werden
- **Nachrichten an alle Patienten:** Nachrichten, die punktuell an alle Patienten mit einem Diabetestyp gesendet werden

Stellen Sie sicher, dass Sie sich unter „Automatische Nachrichten“ befinden

1 Stellen Sie sicher, dass Sie sich unter „Automatische Nachrichten“ befinden

2 Geben Sie den Namen des Absenders ein, der in der Mailbox erscheinen soll

3 Klicken Sie hier, um eine neue Nachricht anzulegen

4 Wählen Sie das Profil der Patienten, an die die Nachricht gesendet wird

5 Wählen Sie die Bedingung, die das Senden der Nachricht auslöst

6 Schreiben Sie hier die zu versendende Nachricht

7 Bestätigen

Klicken Sie hier, um das Senden einer automatischen Nachricht zu stoppen

Tip: Stellen Sie hier eine Willkommens-Nachricht für Patienten ein, in der Sie über den Moment informieren, zu dem Sie die Akten einsehen und auf Ihre Nachrichten antworten.

Personalisieren der Serviceeinstellungen: Automatische Nachrichten

- 1 Stellen Sie sicher, dass Sie sich an den richtigen Kreis von Patienten wenden

Automatische Nachrichten **Nachrichten an alle Patienten** Vordefinierte Vorlagen

Geben Sie den Namen des Absenders ein, der in der Nachricht erscheinen soll

Nachrichten an alle Patienten

Name des Absenders*

Art des Diabetes:

Inhalt der Nachricht*:

Hallo, willkommen bei myDiabby. Wir werden Ihre Ergebnisse beobachten und jeden Donnerstag auf Ihre Nachrichten antworten. Denken Sie daran, Ihre Bewerfung sorgfältig auszufüllen. Haben Sie einen guten Tag!

B I U A @

Nach der Validierung wird diese Nachricht per E-Mail an alle Typ-1-Diabetes-Patienten gesendet, die in Service diabetologie CHU MYDIABBY verfolgt werden.

Das Log mit den Nachrichten an alle Patienten ist weiter unten zu sehen


4 Auf „Senden“ klicken

Nachrichten an alle Patienten werden einmal an alle Patienten der Abteilung gesendet, für die der Status „In Bearbeitung“ lautet.

Personalisieren der Serviceeinstellungen: Ihre Parameter

Die Parameter für Ihr Benutzerkonto funktionieren nach dem gleichen Prinzip wie die Serviceeinstellungen. Für jedes einstellbare Element haben Sie die Möglichkeit, die Serviceeinstellungen zu übernehmen oder Ihre eigenen Parameter zu wählen. Standardmäßig sind Ihre Parameter auf die Serviceeinstellungen eingestellt.

Klicken Sie auf das Profilfoto, um das Menü zu öffnen



Wählen Sie den Tab „Meine Parameter“

5.5. Die Patientenakte

Klicken Sie in Ihrem Armaturenbrett auf den Vor- oder Nachnamen eines Patienten, um dessen Akte zu öffnen.

Klicken Sie auf Ihrem Dashboard auf den Namen oder Vornamen des Patienten, um die Akte zu öffnen
 Beim Öffnen einer Patientenakte sehen Sie standardmäßig sein Blutzucker-Logbuch.

Allgemeine Angaben zum Patienten
 Hier finden Sie alle Tabs der Patientenakte
 Klicken Sie hier, um das Log im Modus Logbuch, Wochenplan oder AGP anzuzeigen
 Menü „Andere Aktionen“:
 - Export der Akte
 - Ereignis-Log
 - Archiv
 Nachrichtenaustausch mit dem Patienten
 Stellen Sie hier eine Erinnerung ein

In der Patientenakte können Sie rechts über die Schaltfläche „Messaging“ (in Form von Sprechblasen) Instant Messaging öffnen.

Im Nachrichten-Thread finden Sie den gesamten Verlauf der Nachrichten mit dem Patienten und anderen medizinischen Fachkräften, die Zugriff auf ihre Akte bei myDiabby haben. Sie können das Nachrichtenprogramm benutzen, während Sie die Notizen vor Augen haben.

Klicken zum Schließen des Messaging
 Messaging mit Patient und den weiteren Teammitgliedern
 Kreuzen Sie den Button an, um zu vermeiden, dass andere Fachleute eine Mitteilung über eine neue Nachricht erhalten (wenn die Nachricht des Patienten bearbeitet wird)
 Schreiben Sie hier Ihre Nachricht
 Tab „Antworten“ gewählt: Ihre Nachricht richtet sich an Fachleute + Patient
 Klick auf „Nachricht zwischen Profis“, um eine für den Patienten nicht sichtbare Nachricht an Fachleute zu senden

myDiabby Healthcare ermöglicht es verschiedenen Benutzern, Dokumente zu bearbeiten oder in Patientenakten hochzuladen. Aus diesem Grund ist die Registerkarte „Dokumente“

der Patientenakte je nach Autor des Dokuments in 3 Abschnitte unterteilt: **Der Patient, das medizinische Team oder der Gesundheitsdienstleister für die Betreuung zuhause (ambulante Pflegekräfte).**

1) Vom Patienten importierte Dokumente

- Die importierten Dokumente finden Sie im Abschnitt „Vom Patienten importierte Dokumente“.
- Das Dokument wird mit allen Fachleuten geteilt, die mit der Datei in Verbindung stehen

The screenshot shows the myDiabby interface for patient Jack LANGUES. The main content area displays three sections of imported documents:

- VOM PATIENTEN IMPORTIERTE DOKUMENTE** (highlighted with a red box):

Datum	Titel	Autor
15.12.2022	Exposition de dossier	Jack Langues
23.01.2023	Formulaire d'information et de recueil de consentement patient	Jack Langues
- VOM ARZTEAM IMPORTIERTE DOKUMENTE**

Datum	Titel	Status	Autor	Mit dem Patienten teilen	Mit PSAD teilen
10.1.2023	azurc		Dr Gregory Houze	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
28.01.2023	1st document comment DG - CHU myDiabby		Dr H Gray	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- VOM HAUSARZT IMPORTIERTE DOKUMENTE**

Datum	Titel	Autor	Mit dem Patienten teilen
15.12.2022	document	Fine PSAD TEST	<input type="checkbox"/>

2) Als medizinisches Fachpersonal innerhalb eines medizinischen Teams (außer ambulante Pflegekräfte)

- Die von Ihnen importierten Dokumente finden Sie im Abschnitt "Vom medizinischen Team importierte Dokumente".
- Sie haben die Möglichkeit, ein importiertes Dokument im Ordner freizugeben für:
 - Den Patienten
 - Ambulante Pflegekräfte, die Zugriff auf die Patientenakte haben

=> Aktivieren Sie dazu das Kontrollkästchen in der gewünschten Spalte „Mit dem Patienten teilen“ und/oder „Mit den ambulanten Pflegekräften teilen“

=> Standardmäßig wird beim Erstellen eines Dokuments dieses weder mit dem Patienten noch mit den ambulanten Pflegekräften geteilt.

=> Die erstellten Dokumente werden systematisch mit anderen nicht-ambulanten Pflegekräften und Gesundheitsberufen (Freiberuflern, Krankenhäusern usw.) geteilt

- Eine **ambulante Pflegekraft** hat die Möglichkeit, ein Dokument zu erstellen und es dann von einer anderen medizinischen Fachkraft **unterzeichnen zu lassen**.

Wenn Sie an dieser Funktion interessiert sind, finden Sie in diesem Artikel weitere Details

Signatur eines Dokuments durch einen Dritten

Sobald das Dokument von einer ambulanten Pflegekraft bearbeitet wurde, erscheint es unter „Vom medizinischen Team importierte Dokumente“, jedoch mit **standardmäßiger Freigabe für ambulante Pflegekräfte**.

3) Als ambulante Pflegekraft

- Die von Ihnen importierten Dokumente finden Sie im Abschnitt „*Von der ambulanten Pflegekraft importierte Dokumente*“.
- Sie haben die Möglichkeit, ein importiertes Dokument im Ordner freizugeben für:
 - Den Patienten
 - Andere Gesundheitsdienstleister, die zur Patientenakte Zugang haben

=> *Aktivieren Sie dazu das Kontrollkästchen in der gewünschten Spalte „Mit dem Patienten teilen“ und/oder „Mit dem medizinischen Team teilen“*

=> *Beim Erstellen oder Hochladen eines Dokuments wird es standardmäßig NICHT mit dem Patienten oder dem medizinischen Team geteilt.*

Jack LANGUES
29 Jahre, 07.01.1997
patient: langues@test.com
DTI In Bearbeitung

Unterlagen

Datum	Titel	Status	Autor	Mit dem Patienten teilen
15.12.2022	examant		Mme PSAD TEST	

Die Registerkarte Koordination: Alle Einrichtungen und Praxen, die myDiabby Healthcare benutzen, können Patientenakten sich gegenseitig übergeben oder miteinander teilen. In der Registerkarte „Koordination“ sehen Sie, welche Personen am Behandlungsablauf des Patienten teilnehmen.

Harry POTTER
42 Jahre, 31.07.1980
Paris
test@mydiabby.com
DTI In Bearbeitung

Koordination

Mutterstadt CHU MYDIABBY
Ist Ihr Krankenhaus

+ Fügen Sie einen Dienst hinzu
+ Fügen Sie ein privates Doktor hinzu
+ Anbieter hinzufügen

Jeder Block steht für eine Abteilung/Praxis mit Zugang zur Patientenakte

Hier klicken, um den Zugang zur Patientenakte zu ändern

Hier klicken, um die Akte mit einer Krankenhausabteilung zu teilen

Hier klicken, um die Akte mit einer Praxis zu teilen

Hier klicken, um die Akte mit einem ambulanten Gesundheitsdienstleister zu teilen

Registerkarte Hinweise und Anmerkungen: Sie können diese Registerkarte benutzen, um Besonderheiten der Akte darauf zu vermerken. Die Notizen kann der Patient nicht sehen.

The screenshot shows the Diabby patient management interface. At the top, there are navigation tabs for 'Meine Patienten', 'Messaging', and 'Statistiken'. The patient profile for 'TEST' (22 years old, born 03.06.2000) is displayed, including health data (BMI: 15.0%, HbA1c: 15.0%), treatment (Dexcom G6), and registration information. The 'NOTIZEN UND BEMERKUNGEN' section is highlighted, showing a text input field and a 'send' button. Red arrows point to these elements with the following labels: 'Hier klicken, um eine Notiz zu löschen' (pointing to a note), 'Hier Ihre Notiz/Bemerkung eingeben' (pointing to the input field), and 'Hier zum Speichern klicken' (pointing to the 'send' button).

5.6. Änderungen der Behandlung bei einem Patienten

Sie können eine Änderung der Insulindosen für einen Patienten vorschlagen und haben dabei immer Ihre Aufzeichnungen vor Augen.

Um noch mehr Zeit zu sparen, kann man es so einrichten, dass Dosisänderungen automatisch über das Nachrichtensystem verschickt werden.

> Und so geht es:

1. Holen Sie sich Zugang zur gerade laufenden Behandlung mit dem Tab auf der rechten Seite und behalten Sie dabei die Aufzeichnungen vor Augen:



2. **Passen Sie die Dosis** von der Abteilung Behandlung aus an und versenden Sie die neuen Empfehlungen **automatisch mit dem Nachrichtensystem** (oder bestätigen Sie, ohne Nachrichten zu senden):

The screenshot shows a medical software interface for insulin management. On the left, there is a patient profile and a glucose log. The main panel on the right is titled 'Insulin Rapid' and 'Langsames Insulin'. Two red boxes highlight the dosage input fields:

- Insulin Rapid (NOVORAPID PENFILL 100 UI/ml - Sol inj en cartouche):**
 - Frühstück: 10 U
 - Mittagessen: 8.5 U
 - Nachmittagsröck: 0 U
 - Abendessen: 21.5 U
- Langsames Insulin (ABASAGLAR 100 UI/ml - Sol inj en stylo prérempli):**
 - Morgen: 16 U
 - Während des Tages: 3 U
 - Abend: 28 U
 - Zur Schlafenszeit: 10 U

3. Eine Vorschau der Nachricht mit den Behandlungsempfehlungen wird angezeigt, um die Dosierungen zu überprüfen, die Sie dem Patienten empfehlen werden:

The screenshot shows a message preview window titled "VORSCHAU DER AN DEN PATIENTEN GESENDETEN NACHRICHT". The message content is as follows:

Hallo,

Hier sind Ihre Empfehlungen für die neue Insulindosis:


SCHNELLES INSULIN:
 ACTRAPID PENFILL 100 UI/ml - Sol inj en cartouche
Frühstück: 2 Einheiten
Mittagessen: 0 Einheiten
Goüter: 0 Einheiten
Abendessen: 0 Einheiten
Bemerkungen:

Möchten Sie diese neuen empfohlenen Dosen wirklich an den Posteingang des Patienten senden?

Buttons:

(Wenn Sie die Dosierungen ändern müssen, gehen Sie zur Registerkarte „Behandlung“)

- Wenn Sie feststellen, dass dies nicht die richtigen Dosen sind, klicken Sie auf „Abbrechen“, Sie kehren dann zur Bearbeitung der Behandlung zurück
- Wenn Sie diese Dosierungsempfehlungen versenden möchten, klicken Sie auf „Senden“



Wenn Sie trotz der vorherigen Validierungsphase einen Fehler in der gesendeten Nachricht bemerken, egal ob es sich um eine automatische Nachricht oder eine manuell eingegebene Nachricht handelt, haben Sie jetzt 30 Minuten Zeit, um diese zu löschen: Bewegen Sie die Maus über die Nachricht und ein X erscheint, um sie zu löschen.




5.7. Erstellen einer Vorlage für ein Dokument oder ein Rezept


Dieses Dokumenterstellungstool kann für Dokumente wie Rezepte, Berichte, Briefe an Kollegen, Patienteninformationen usw. verwendet werden.

Gehen Sie wie folgt vor, um **Ihre Verschreibungsvorlagen und personalisierten Dokumente** auf myDiabby zu erstellen.

1. Nehmen Sie sich **eine Patientenakte** (egal, welche) und öffnen Sie die Registerkarte „**Dokumente**“.




2. Klicken Sie auf die Schaltfläche „**Neues Dokument**“ und wählen Sie dann „**Eine neue Vorlage erstellen**“.




3. Wählen Sie die Art von Dokument, die Sie erstellen wollen:

> **Text:** Ganz frei definierbares Dokument ohne Briefkopf, das Sie einrichten können, wie Sie wollen (*Wenn notwendig, können Sie selbst einen Briefkopf erstellen*)

> **Rezept:** Vorlage zu einem Rezept mit Briefkopf, der den Namen des Angehörigen der Heilberufe, das Institut/Praxis und die Nummern RPPS und FINESS enthält.



4. Wählen Sie einen **Titel** für Ihre Vorlage und geben Sie dann den **Inhalt** dazu ein.



TIPPS UND TRICKS:

> Die Schaltfläche „**Testen**“ ermöglicht Ihnen, sich die Vorlage Ihres Dokuments vor dem Bestätigen noch einmal anzuschauen

> Verwenden Sie die **Variablen zwischen Häkchen** für ein automatisches Ausfüllen der Informationen aus der Patientenakte, von der ausgehend das Dokument gebildet wird. Sie können diese Variablen direkt anklicken, um sie Ihrer Vorlage hinzuzufügen.

Beispiel: Wenn Sie eine Dokumentvorlage verwenden, die den Satz „Patient [PATIENT] wurde betreut“ in der Harry-Potter-Patientenakte enthält, zeigt das aus dieser Vorlage generierte Dokument den Satz „Patient Harry Potter wurde betreut“.

Generierung von Dokumenten

Fügen Sie Ihrem medizinischen Team eine Dokumentvorlage hinzu:

Dokumententyp*
Text

Titel*
text

• bin Blutzuckermessgerät

[DATE] wird durch das heutige Datum ersetzt (15.12.2022)
[DATE DE NAISSANCE] wird durch das Geburtsdatum ersetzt des Patienten (31.07.1980)
[TYPE DIABETE] wird durch die Art des Diabetes ersetzt des Patienten (DT1)
[DEBUT INSULINE] wird durch das Datum der Insulininjektion ersetzt des Patienten
[DEBUT POMPE] wird durch das Datum des ersten Abrufs der Pumpendaten oder durch das Datum der Eingabe der Pumpe ersetzt des Patienten (Behandlung)
[Mehr anzeigen](#)

5. Nachdem Ihre Vorlage erstellt wurde, klicken Sie auf „Validieren“.

Die Vorlage wird nun im **Dokumentengenerator** in der Akte **aller Patienten** für **alle medizinischen Fachkräfte** in Ihrem Team angezeigt.

Generierung von Dokumenten

Sie möchten erstellen:

Ordonnance

Erstellen Sie eine neue Vorlage

> Um eine **Dokumentvorlage zu löschen**, öffnen Sie diese Vorlage aus einer beliebigen Patientenakte und klicken Sie dann auf den Link „**Dokumentvorlage löschen**“ unten auf der Seite.

Diese Aktion kann von allen medizinischen Fachkräften im Team durchgeführt werden und entfernt die Dokumentvorlage aus der Liste. Dokumente, die zuvor aus dieser Vorlage erzeugt wurden, werden in den Patientenakten gespeichert.

5.8. Das Tool für Fernsprechstunden

1. Wie greife ich auf die Funktion Fernsprechstunde auf myDiabby zu?

> **PATIENT:** Der Patient kann über seine mobile App myDiabby Healthcare an einer Fernsprechstunde teilnehmen. Er kann auch **von der Fernsprechstunde profitieren**, indem er sich in sein Konto auf der Website mydiabby.com **von einem Computer aus anmeldet**.

> **ANGEHÖRIGE DER HEILBERUFE:** Sie brauchen nichts zu installieren oder einzustellen. Die Funktion Fernsprechstunde ist von Ihrem normalen Portal myDiabby Healthcare aus zugänglich.

2. Technische Voraussetzungen bei Ihrem medizinischen Team

Angehörige der Heilberufe müssen sich von einem **Computer aus, der einen Internetanschluss besitzt**, verbinden, wie im Augenblick mit myDiabby Healthcare.

Zur Durchführung der Fernsprechstunde benötigt der Praktiker außerdem eine **Webcam + Mikrofon + Lautsprecher (oder Kopfhörer)**.

Hinweis: Wählen Sie bei Ihren Browser **Chrome** oder **Firefox** und vermeiden Sie Internet Explorer so weit wie möglich.

Wenn der Computer nicht damit ausgestattet ist, kann der Praktiker über ein **Smartphone** gehen, indem er oder sie sich **über den Internetbrowser des Telefons mit seinem myDiabby-Konto verbindet**.

> *Sollte die Fernsprechstunde trotz Erfüllung der materiellen Voraussetzungen nicht erreichbar sein, kann es sein, dass das EDV-System des Krankenhauses die Funktion*

blockiert. Sie können die DSI der Gesundheitseinrichtung mit dem myDiabby Healthcare-Team verbinden, um die Fernsprechstunde schnell freizuschalten.

Sie können die Fernsprechstunde vorab mit einem Testpatienten testen, indem Sie sich an das myDiabby-Team wenden, oder direkt mit Ihren Patienten beginnen.

3. Einen Termin mit dem Patienten vereinbaren

Um eine Fernsprechstunde zu vereinbaren, müssen Sie **mit dem Patienten einen Termin vereinbaren**, so wie Sie es auch bei einem persönlichen Gespräch tun würden.

Wenn Sie die Fernsprechstunde starten, wird der Patient auf dessen Telefon benachrichtigt, wenn er oder sie die mobile App verwendet.

Bevor Sie eine Fernsprechstunde starten, bitten wir Sie, sich zu vergewissern, dass der Patient bereit ist, indem Sie dem Patienten eine kurze Nachricht über den Nachrichtendienst der Plattform senden.

4. LERNPROGRAMM: Starten und Verwenden der Fernsprechstunde auf myDiabby

Es obliegt dem medizinischen Fachpersonal, die Fernsprechstunde einzuleiten. Der Patient muss zum Zeitpunkt der Fernsprechstunde mit geöffneter myDiabby-App **bereit sein**, um den Anruf anzunehmen.

> ANGEHÖRIGE DER HEILBERUFE:

1. Öffnen Sie in der betreffenden **Patientenakte** das **Nachrichtenfenster** auf der rechten Seite des Bildschirms:

2. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Kamera“: Der Internetbrowser wird sicherlich nach Berechtigungen für den Zugriff auf die Kamera und das Mikrofon fragen, die akzeptiert werden müssen, um die Fernsprechstunde zu öffnen.

3. Ihre Kamera ist aktiviert. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Anrufen“, um die Fernsprechstunde mit dem Patienten zu starten:

4. Nimmt der Patient den Anruf an, beginnt die Fernsprechstunde.

HINWEIS:

- **Während der Fernsprechstunde haben Sie Zugriff auf alle Funktionen der Patientenakte** (Zugriff auf das Blutzucker-Tagebuch, Rezepte, Behandlungen usw.)
- **Während der Fernsprechstunde können Sie das seitliche Banner verkleinern**, indem Sie auf das obere rechte Kreuz klicken und dann die Registerkarte „Messaging“ erneut öffnen, um erneut auf das Video zuzugreifen.
- **Auflegen:** Klicken Sie oben auf dem Bildschirm auf das rote Telefon. Um die Funktion Fernsprechstunde zu schließen, klicken Sie auf die Schaltfläche „Schließen“.

> PATIENT:

Und so stellt sich die Sache von der Seite des Patienten aus dar:

1. Der Patient muss die App myDiabby öffnen und sich zur vorgesehenen Zeit zur Fernsprechstunde bereithalten. Er oder sie kann sich ebenfalls von einem Computer aus auf der Website www.mydiabby.com auf seinem/ihrer Konto anmelden.

2. Der Patient erhält den Anruf seines/ihrer Angehörigen der Heilberufe:

Wenn der Patient nicht mit geöffneter myDiabby-App bereit war, wird er durch eine Benachrichtigung auf seinem Telefon aufgefordert, myDiabby zu öffnen.

Sobald der Patient den Anruf annimmt, beginnt die Fernsprechstunde. Am Ende des Gesprächs kann der Patient oder das medizinische Fachpersonal auflegen.

Hinweis: Wenn die Fernsprechstunde nicht startet, ist es meistens Ihr Browser, der den Zugriff auf die Kamera und/oder das Mikrofon blockiert.

6. Warnung und Vorsichtsmaßnahmen

Dieses Benutzerhandbuch enthält Beispielbildschirme. Die tatsächlichen Software- und App-Bildschirme können geringfügig abweichen.

Warnhinweise

- Diese Software ist für die Verwendung durch medizinisches Fachpersonal bestimmt, das mit der Behandlung von Diabetes vertraut ist.

- Dieses Gerät erfordert eine Mindestbeherrschung grundlegender Computerfunktionen (Büroautomatisierung, Surfen im Internet, Verwendung einer mobilen App für Patienten)
- **Die erzielten Ergebnisse stellen keine medizinische Beratung dar und dürfen unter keinen Umständen als solche betrachtet werden.** Ändern Sie niemals eine Behandlung ausschließlich aufgrund der Angaben in myDiabby Healthcare. Sie müssen sich immer nach den Empfehlungen des medizinischen Teams richten.
- **myDiabby Healthcare ist nicht für Notfälle gedacht. Wenden Sie sich an einen Angehörigen der Heilberufe, wenn Sie ungewöhnliche Symptome feststellen oder sich in einer Notlage befinden.**
- Es können Störungen durch andere Software vorkommen. Diese können den Versand von Daten von verbundenen Geräten bei der Benutzung von myDiabby Uploader stören. Wenn Sie eine Datenübertragung von einem Gerät vornehmen, das mit Kabel angeschlossen ist (Sensor oder Pumpe), darf nicht gleichzeitig eine andere Software zur Datenübertragung auf Ihrem Computer installiert sein.
- Bevor Patientendaten, personenbezogene und Patientendaten, auf der myDiabby Healthcare-Plattform eingetragen werden, ist es erforderlich, die Zustimmung des Patienten nach entsprechender Aufklärung einzuholen. Bei der ersten Verbindung mit einem medizinischen Team muss der Patient ein Formular akzeptieren, mit dem die Zustimmung des Patienten abgefragt wird.
- Die Zugangscodes zu myDiabby Healthcare sind absolut persönlich und vertraulich zu behandeln. Sie dürfen keinesfalls Dritten zugänglich gemacht werden.
- Der Betreuungscode ist absolut vertraulich und darf nur dem Patienten bekannt gegeben werden, und dies nur direkt durch den zuständigen Angehörigen der Heilberufe des Patienten.
- Das medizinische Gerät kann nur dann präzise arbeiten, wenn die Daten der Patienten ordnungsgemäß und regelmäßig ausgefüllt und an die Software myDiabby Healthcare gesendet werden. Wie häufig das zu geschehen hat, bestimmt der zuständige Angehörige der Heilberufe.
- Die Leistung des medizinischen Gerätes hängt von der richtigen Verwaltung und Interpretation der durch myDiabby Healthcare ausgegebenen Alarme durch den Angehörigen der Heilberufe ab. Eine falsche oder ausbleibende Verwaltung dieser Alarme wäre für den Patienten nachteilig.
- Sollte myDiabby Healthcare einmal nicht richtig funktionieren (kein Zugang zur Software möglich, keine Möglichkeit der Übertragung von Daten vom angeschlossenen Gerät, falsche Informationen oder Daten...), nehmen Sie bitte mit der Produktunterstützung von myDiabby Kontakt auf unter support@mydiabby.com oder per Telefon unter 01 76 40 01 78.

7. Nebenwirkungen

Es wurden keine Nebenwirkungen bei der Verwendung von myDiabby Healthcare festgestellt.

Alle schwerwiegenden Vorfälle, die im Zusammenhang mit dem Produkt auftreten, sollten der MDHC unter qualite@mydiabby.com gemeldet werden.

Sie haben auch die Möglichkeit, Vorfälle den Gesundheitsbehörden des Landes, in dem Sie ansässig sind, zu melden.

8. Entsorgung

8.1. Löschung des Benutzerkontos

Angehörige der Heilberufe

- Bevor Sie ein Benutzerkonto löschen, teilen Sie Ihrer Gruppe aktiver Patienten unbedingt Ihre Absicht mit, die Nutzung von myDiabby Healthcare einzustellen.
- Wenn Sie eine Institution oder ein Betreuer-Team verlassen, möchten Sie bitte die Patientenakten, für die Sie bei myDiabby Healthcare zuständig sind, im Einklang mit den Patienten einem anderen Zuständigen übertragen.
- Nachdem diese notwendigen Vorkehrungen und Handlungen unternommen wurden, kontaktieren Sie myDiabby Healthcare unter der Adresse support@mydiabby.com und nennen Sie den Grund Ihres Antrags in dieser E-Mail, ebenso wie die Zugangsdaten Ihres Kontos myDiabby Healthcare, das Sie löschen wollen.
- Der technische Support fährt mit der Anonymisierung und anschließender dauerhafter Löschung des Kontos und der zugehörigen Daten fort, nachdem sichergestellt wurde, dass die überwachten Patienten nicht mehr mit dem Konto verknüpft sind, von dem die Löschungsanfrage gestellt wurde.

8.2. Was Ihre personenbezogenen Daten betrifft

Die Datenschutz- und Sicherheitsrichtlinie für personenbezogene Daten ist auf myDiabby Healthcare für Angehörige der Heilberufe und Patienten frei verfügbar. Bitte lesen Sie sie oder klicken Sie auf die nachstehenden Links, um weitere Informationen zur Verarbeitung Ihrer Daten zu erhalten.

- Link zur Richtlinie für Vertraulichkeit und Sicherheit personenbezogener Daten für **Patienten**
<https://www.mydiabby.com/politique-donnees-patients>
- Link zur Richtlinie für Vertraulichkeit und Sicherheit personenbezogener Daten für **Angehörige der Heilberufe**
<https://www.mydiabby.com/politique-donnees-praticiens>